


1126. 固液界面解析装置



装置設備名称	固液界面解析装置
メーカー	協和界面科学(株)
商品名・型式	DropMaster 300
性能・仕様	測定方式：CCDカメラによる画像処理方式 測定方法： $\theta/2$ 法、接線法、拡張収縮法 測定視野：スタンダード、ワイド1(オプション) 測定範囲：0℃～180℃
設備概要・用途	静的接触角、表面張力、表面自由エネルギーの測定が行え、固体/液体界面に関する様々な情報が得られる
対象試料	液体、固体
その他・注意事項	